

# Acetyl-Histone H2B-K15 Rabbit pAb

货号: **AYP10886**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100 <b>IP:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,NIH/3T3,C6
细胞定位	
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic acetylated peptide around K15 of human Histone H2B (NP_003519.1).
序列	AQKKD

## 靶点信息

研究背景	Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2B family. Two transcripts that encode the same protein have been identified for this gene, which is found in the large histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
基因ID	3017,8349
基因名	HIST1H2BD,HIST2H2BE
Swiss	
别名	

## 产品验证



Western blot analysis of Acetyl-Histone H2B-K15 expressed in HeLa,NIH/3T3,C6 using Acetyl-Histone H2B-K15 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)