

IL1 β Rabbit pAb

货号: **AYP11809**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus , Rattus norvegicus IHC: Mus musculus
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	30kDa
实测分子量	31KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse spleen,Rat lung
细胞定位	cytosol,extracellular region,extracellular space,lysosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 117-268 of rat IL1 β (NP_113700.2).
序列	VPIRQLHCLRLRDEQQKCLVLSDPCELKALHLNGQNISQQVVFMSFVQGETSNDKIPVALGLKGKNLYLSCVMKDGTPTLQLESVDPKQYPKKMEKRFVFNKIEVTKKVEFESAQFPNWIYSTSQAEHRPVFLGNSNGRDIVDFTMEPVSS

靶点信息

研究背景	an inflammatory cytokine
基因ID	24494
基因名	

Swiss	Q63264
别名	IL-1F2

产品验证



Western blot analysis of IL1 β expressed in THP-1, Mouse spleen, Rat lung using IL1 β Rabbit pAb at 1:1000 . Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn