

# RPS10 Rabbit pAb

货号: **AYP11923**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Homo sapiens
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IHC:</b> 1:20 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:20 - 1:100
理论分子量	18kDa
实测分子量	19KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562,Mouse liver,Mouse thymus,Rat thymus
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human RPS10 (NP_001190174.1).
序列	MLMPKKNRIAIYELLFKEGVMVAKKDVHMPKHPELADKNVPLNHVMKAMQSLKSRGYVKEQFAWRHFYWYLTNEGIQYL RDYLHLPPEIVPATLRRSRPETGRPRPKGLEGERPARLTRGEADRDTYRRSAVPPGADKKAEAGAGSATEFQFRGGFGRG RGQPPQ

## 靶点信息

研究背景	Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S10E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Variable expression of this gene in colorectal cancers compared to adjacent normal tissues has been observed, although no correlation between the level of expression and the severity of the disease has been found. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed throughout the genome. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein. Naturally occurring read-through transcription occurs between this locus and the neighboring locus NUDT3 (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 3).
基因ID	6204
基因名	RPS10
Swiss	P46783
别名	RPS10;DBA9;S10;RPS10

## 产品验证



Western blot analysis of RPS10 expressed in Mouse liver, Rat thymus, HeLa using RPS10 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)