

# IFIH1 Rabbit pAb

货号: **AYP12013**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Homo sapiens , Gallus gallus , Cynoglossus semilaevis
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/116kDa
实测分子量	140KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 695-865 of human IFIH1 (NP_071451.2).
序列	EYENEKLTCLRNTIMEQYTRTEESARGIIFTKTRQSAYALSQWITENEKFAEVGVKAHHLIGAGHSSEFKPMTQNEQKEVISK FRFGKINLLIATTVAEEGLDIKECNIVIRYGLVTNEIAMVQARGRARADESTYVLLVAHSGSGVIEHETVNDFREKMMYKAIHC VQNMK

## 靶点信息

研究背景	DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein that is upregulated in response to treatment with beta-interferon and a protein kinase C-activating compound, mezerein. Irreversible reprogramming of melanomas can be achieved by treatment with both these agents; treatment with either agent alone only achieves reversible differentiation. Genetic variation in this gene is associated with diabetes mellitus insulin-dependent type 19.
基因ID	64135
基因名	IFIH1
Swiss	Q9BYX4
别名	IFIH1;AGS7;Hlcd;IDDM19;MDA-5;MDA5;RLR-2;SGMRT1

## 产品验证



Western blot analysis of IFIH1 expressed in BxPC-3 using IFIH1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)