

# ZFAND3 Rabbit pAb

货号: **AYP12303**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Homo sapiens , Mus musculus
应用	<a href="#">IHC</a>
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,BT-474,293T
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-227 of human ZFAND 3 (NP_068762.1).
序列	MGDAGSERSKAPSLPPRCPCGFWGSSKTMNLCSKCFADFQKKQPDDDSAPSTSNSQSDLFSEETTSDDNNTSITPTLS PSQQPLPTELNVTSPSKEECGPCTDTAHVSLITPTKRSCGTDSQSENEASPVKRPRLLENTSEETSRSKQKSRRRCFQC QTKLELVQQLGSCRCGYVFCMLHRLPEQHDCTFDHMGRGREEAIMKMKVLDLDRKVGSRSCQRIGEGCS

## 靶点信息

研究背景	Predicted to enable DNA binding activity and zinc ion binding activity.
基因ID	60685
基因名	ZFAND3

Swiss	Q9H8U3
别名	ZFAND3;TEX27

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)