

ROR2 Rabbit pAb

货号: **AYP12377**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens , Mus musculus
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	104kDa
实测分子量	140KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse embryo
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ROR2 (NP_00455 1.2).
序列	APVVQEPRIIRKTEYGSRLRIQDLDTTDTGYQC VATNGMKTITATGVLFVRLGPTHSPNHNFQDDYHEDGFCQPYRGIA CARFIGNRTIYVDSLQMQG

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a receptor protein tyrosine kinase and type I transmembrane protein that belongs to the ROR subfamily of cell surface receptors. The protein may be involved in the early formation of the chondrocytes and may be required for cartilage and growth plate development. Mutations in this gene can cause brachydactyly type B, a skeletal disorder characterized by hypoplasia/aplasia of distal phalanges and nails. In addition, mutations in this gene can cause the autosomal recessive form of Robinow syndrome, which is characterized by skeletal dysplasia with generalized limb bone shortening, segmental defects of the spine, brachydactyly, and a dysmorphic facial appearance.
基因ID	4920
基因名	ROR2
Swiss	Q01974
别名	ROR2;BDB;BDB1;NTRKR2

产品验证



Western blot analysis of ROR2 expressed in Mouse embryo using ROR2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn