

— ABLYBIO, Help Your Research



β-TrCP/BTRC Rabbit pAb

货号: **AYP12514**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	68kDa
实测分子量	62KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,U-251MG
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human β-TrCP/BTRC (NP_378663.1).
------	---

靶点信息

