

— ABLYBIO, Help Your Research



HMGCS2 Rabbit pAb

货号: **AYP12546**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	50kDa/52kDa/56kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse liver,Rat kidney
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 269-508 of human HMG CS2 (NP_005509.1).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the HMG-CoA synthase family. It is a mitochondrial enzyme that catalyzes the first reaction of ketogenesis, a metabolic pathway that provides lipid-derived energy for various organs during times of carbohydrate deprivation, such as fasting. Mutations in this gene are associated with HMG-CoA synthase deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	3158
基因名	HMGCS2
Swiss	P54868 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P54868/entry)
别名	HMGCS2,HMGCS2 Rabbit pAb,3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A synthase

产品验证



Western blot analysis of HMGCS2 expressed in Mouse heart, Mouse liver, Rat kidney using HMGCS2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)