

Caspase-8 Rabbit pAb

货号: **AYP12962**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: HUVEC cells , Sanghuangporus vaninii
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	55kDa
实测分子量	57KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 4-480 of mouse Caspase 8 (O89110).
序列	FEQQNHTLEVDSSSHKNYIPDEADFLGMATVKNCVSYRDPVNGTWYIQSLCQSLRERCPQGDDILSILTGVNVDVSNKD DRRNKGKQMPQPTFTLRKKLFFPP

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes composed of a prodomain, a large protease subunit, and a small protease subunit. Activation of caspases requires proteolytic processing at conserved internal aspartic residues to generate a heterodimeric enzyme consisting of the large and small subunits. This protein is involved in the programmed cell death induced by Fas and various apoptotic stimuli. The N-terminal FADD-like death effector domain of this protein suggests that it may interact with Fas-interacting protein FADD. This protein was detected in the insoluble fraction of the affected brain region from Huntington disease patients but not in those from normal controls, which implicated the role in neurodegenerative diseases. Many alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described, although not all variants have had their full-length sequences determined.
基因ID	12370
基因名	
Swiss	O89110
别名	CASP8;ALPS2B;CAP4;Casp-8;FLICE;MACH;MCH5;caspase-8;Caspase 8;Casp8

产品验证



Western blot analysis of Caspase-8 expressed in THP-1, Mouse liver using Caspase-8 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn