

Phospho-IRS1-S307 Rabbit pAb

货号: **AYP13005**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus IP: Mus musculus
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	131kDa
实测分子量	131kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	caveola,cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S307 of human IRS1
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
基因ID	3667
基因名	IRS1

Swiss	P35568
别名	HIRS-1;IRS1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn