

— ABLYBIO, Help Your Research



TSLP Rabbit pAb

货号: **AYP13131**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	7kDa/18kDa
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Rat brain
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-159 of human TSLP (NP_149024.1).
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a hemopoietic cytokine proposed to signal through a heterodimeric receptor complex composed of the thymic stromal lymphopoietin receptor and the IL-7R alpha chain. It mainly impacts myeloid cells and induces the release of T cell-attracting chemokines from monocytes and enhances the maturation of CD11c(+) dendritic cells. The protein promotes T helper type 2 (TH2) cell responses that are associated with immunity in various inflammatory diseases, including asthma, allergic inflammation and chronic obstructive pulmonary disease. The protein is therefore considered a potential therapeutic target for the treatment of such diseases. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
基因ID	85480
基因名	TSLP
Swiss	Q969D9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q969D9/entry)
别名	TSLP,TSLP Rabbit pAb

产品验证



Western blot analysis of TSLP expressed in U-87MG,Rat brain using TSLP Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)