

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-Chk1-S280 Rabbit pAb

货号: **AYP13161**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	43kDa/50kDa/54kDa
实测分子量	54KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S280 of human Chk1 (NP_001265.2).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the Ser/Thr protein kinase family. It is required for checkpoint mediated cell cycle arrest in response to DNA damage or the presence of unreplicated DNA. This protein acts to integrate signals from ATM and ATR, two cell cycle proteins involved in DNA damage responses, that also associate with chromatin in meiotic prophase I. Phosphorylation of CDC25A protein phosphatase by this protein is required for cells to delay cell cycle progression in response to double-strand DNA breaks. Several alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
基因ID	1111
基因名	CHEK1
Swiss	O14757 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14757/entry)
别名	CHEK1,CHK1,Phospho-Chk1-S280 Rabbit pAb,CHK1 checkpoint homolog,Cell cycle checkpoint kinase,Checkpoint kinase-1

产品验证



Western blot analysis of Phospho-Chk1-S280 expressed in 293T using Phospho-Chk1-S280 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)