

# IL20RB Rabbit pAb

货号: AYP13276

## 产品信息

|       |  |
|-------|--|
| 反应    | Human,Mouse,Rat  |
| 宿主    | Rabbit   |
| 克隆性   | Polyclonal   |
| 预测反应  | <b>neutralizing:</b> Homo sapiens  |
| 应用    | WB   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000  |
| 理论分子量 | 16kDa/35kDa  |
| 实测分子量 | 35kDa  |
| 形式    | Liquid   |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated   |
| 阳性对照  | MCF7,HeLa,HepG2,Mouse brain,Mouse liver,Mouse pancreas,Mouse thymus,Rat brain,Rat liver                |
| 细胞定位  | Membrane,Single-pass type I membrane protein   |
| 纯化    | Affinity purification  |

## 抗原信息


|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 48-177 of human IL20RB (NP_653318.2).                 |
| 序列   | MKHELLMWSPVIAPGETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSSWCSLTEGPECDVTDITATVPYNLRVRATLGSQTSAWSILKHPFNRNSTILTRPGMEITKDGFFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAE |

## 靶点信息

|      |        |
|------|--------|
| 研究背景 |        |
| 基因ID | 53833  |
| 基因名  | IL20RB |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Swiss</b> | Q6UXL0                     |
| 别名           | IL20RB;DIRS1;FNDC6;IL-20R2 |

## 产品验证



Western blot analysis of IL20RB expressed in Mouse brain,Rat brain,MCF7 using IL20RB Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane . Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)