

COMMD1 Rabbit pAb

货号: **AYP13348**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Mus musculus
应用	IF/ICC
推荐浓度	IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	17kDa/21kDa
实测分子量	17kDa/21kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm,Cytoplasmic vesicle,Early endosome,Endosome membrane,Nucleus,Recycling endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human COMMD 1 (NP_689729.1).
序列	MAAGELEGGKPLSGLLNALAQDTFHGYPGITEELLRSQLYPEVPPPEEFRPFLAKMRGILKSIASADMDFNQLEAFLTAQTKK QGGITSDQAAVISKFWKSHKTKIRESLMNQSRWNSGLRGLSWRVVDGKSQSRHSAQIHPTVAIIIELELGKYGQESEFLCLE FDEVKVNQILKTLSEVEESISTLISQPN

靶点信息

研究背景	COMMD1 is a regulator of copper homeostasis, sodium uptake, and NF-kappa-B (see MIM 164011) signaling (de Bie et al., 2005 [PubMed 16267171]).[supplied by OMIM, Sep 2009]
基因ID	150684

基因名	COMMD1
Swiss	Q8N668
别名	COMMD1;C2orf5;MURR1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn