

# FOXP2 Rabbit pAb

货号: **AYP13508**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Mus musculus
应用	<a href="#">WB</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000
理论分子量	9-18kDa/40- 48kDa/70- 82kDa
实测分子量	80KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,A-549,SH-SY5Y,SGC-7901,Mouse lung,Mouse brain, Mouse stomach, Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 590-715 of human FOXP 2 (NP_055306.1).
序列	GSPTLVKNIPTSLGYGAALNASLQAALAESSLPLLSNPGLINNASSGLLQAVHEDLNGSLDHIDSNNGNSSPGCSPQPHIHSI HVKEEPVIAEDEDCPMSLVTTANHSPELEDDREIEEEPLESDLE

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the forkhead/winged-helix (FOX) family of transcription factors. It is expressed in fetal and adult brain as well as in several other organs such as the lung and gut. The protein product contains a FOX DNA-binding domain and a large polyglutamine tract and is an evolutionarily conserved transcription factor, which may bind directly to approximately 300 to 400 gene promoters in the human genome to regulate the expression of a variety of genes. This gene is required for proper development of speech and language regions of the brain during embryogenesis, and may be involved in a variety of biological pathways and cascades that may ultimately influence language development. Mutations in this gene cause speech-language disorder 1 (SPCH1), also known as autosomal dominant speech and language disorder with orofacial dyspraxia. Multiple alternative transcripts encoding different isoforms have been identified in this gene.
基因ID	93986
基因名	FOXP2
Swiss	O15409
别名	FOXP2;CAGH44;SPCH1;TNRC10

## 产品验证



Western blot analysis of FOXP2 expressed in Mouse lung, Mouse brain, Mouse stomach, Rat brain, 293T using FOXP2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysate s/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)