

— ABLYBIO, Help Your Research



# PSMB10 Rabbit pAb

货号: **AYP13543**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	<b>WB:</b> Macaca mulatta
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100
理论分子量	28kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human PSMB10 (NP_002792.1).
------	--

## 靶点信息

研究背景	The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the proteasome B-type family, also known as the T1B family, that is a 20S core beta subunit. Proteolytic processing is required to generate a mature subunit. Expression of this gene is induced by gamma interferon, and this gene product replaces catalytic subunit 2 (proteasome beta 7 subunit) in the immunoproteasome.
基因ID	5699
基因名	PSMB10
Swiss	P40306 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P40306/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P40306/entry</a> )
别名	PSMB10,LMP10,MECL1,beta2i,PSMB10 Rabbit pAb,Low molecular mass protein 10,Macropain subunit MECL-1,Multicatalytic endopeptidase complex subunit MECL-1,Proteasome MECL-1,Proteasome subunit beta-2i

## 产品验证



Western blot analysis of PSMB10 expressed in THP-1 using PSMB10 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)