

# ADORA2A Rabbit pAb

货号: **AYP13849**

## 产品信息

|       |  |
|-------|--|
| 反应    | Human,Mouse,Rat  |
| 宿主    | Rabbit   |
| 克隆性   | Polyclonal   |
| 预测反应  | <b>WB:</b> Homo sapiens  |
| 应用    | <a href="#">WB</a> <a href="#">IF/ICC</a>  |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:1000<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200   |
| 理论分子量 | 44kDa  |
| 实测分子量 | 43KDa  |
| 形式    | Liquid   |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated   |
| 阳性对照  | SH-SY5Y  |
| 细胞定位  | Cell membrane,Multi-pass membrane protein  |
| 纯化    | Affinity purification  |


## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ADORA2A (NP_000666.2). |
| 序列   | IDRYIAIRIPLRYNGLVTGTRAKGIIAICWVLSFAIGLTPMLGWNNCGQPKEGKNHSQGC GEGQVACL FEDVVP MN YMVYF NFFACVLVPLLLMLGVYLRI |

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor (GPCR) superfamily, which is subdivided into classes and subtypes. The receptors are seven-pass transmembrane proteins that respond to extracellular cues and activate intracellular signal transduction pathways. This protein, an adenosine receptor of A2A subtype, uses adenosine as the preferred endogenous agonist and preferentially interacts with the G(s) and G(olf) family of G proteins to increase intracellular cAMP levels. It plays an important role in many biological functions, such as cardiac rhythm and circulation, cerebral and renal blood flow, immune function, pain regulation, and sleep. It has been implicated in pathological conditions such as inflammatory diseases and neurodegenerative disorders. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A read-through transcript composed of the upstream SPECC1L (sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1-like) and ADORA2A (adenosine A2a receptor) gene sequence has been identified, but it is thought to be non-coding. |
| 基因ID  | 135  |
| 基因名   | ADORA2A  |
| Swiss | P29274   |
| 别名    | ADORA2A;A2aR;ADORA2;RDC8   |

## 产品验证



Western blot analysis of ADORA2A expressed in SH-SY5Y using ADORA2A Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)