

FBXO42 Rabbit pAb

货号: **AYP13930**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	77kDa
实测分子量	78kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 468-717 of human FBXO42 (NP_061867.1).
序列	PSAPEGYDLKIGLSLAPRRGSLPDQKDLRLGSIDLNWDLKPASSNPMDGMDNRTVGGSMRHPPEQTNGVHTPPHVAS ALAGAVSPGALRRSLEAIKAMSSKGPSASAALSPPLGSSPGSPGSQSLSSGETVPIPRPGPAQGDGHSPLPIARRLGHHPP QSLNVGKPLYQSMNCKPMQMYVLDIKDTKEKGRVKWKVFNSSSVVGGPPETSLHTVVQGRGELIIFGGLMDKKQNVKYYP KTNALYFVRAKR

靶点信息

研究背景	
基因ID	54455
基因名	FBXO42

Swiss	Q6P3S6
别名	FBXO42;Fbx42;JFK

产品验证



Western blot analysis of FBXO42 expressed in HeLa using FBXO42 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn