

— ABLYBIO, Help Your Research



TP73 Rabbit pAb

货号: **AYP14291**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | WB: Homo sapiens |
| 应用 | WB IHC IF/ICC IP |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | 38- 69kDa |
| 实测分子量 | 80kDa |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | 293T |
| 细胞定位 | Cytoplasm,Nucleus |
| 纯化 | Affinity purification |


抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 487-636 of human TP73 (NP_005418.1). |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | This gene encodes a member of the p53 family of transcription factors involved in cellular responses to stress and development. It maps to a region on chromosome 1p36 that is frequently deleted in neuroblastoma and other tumors, and thought to contain multiple tumor suppressor genes. The demonstration that this gene is monoallelically expressed (likely from the maternal allele), supports the notion that it is a candidate gene for neuroblastoma. Many transcript variants resulting from alternative splicing and/or use of alternate promoters have been found for this gene, but the biological validity and the full-length nature of some variants have not been determined. |
| 基因ID | 7161 |
| 基因名 | TP73 |
| Swiss | O15350 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15350/entry) |
| 别名 | TP73,P73,TP73 Rabbit pAb,p53-like transcription factor,p53-related protein |

产品验证



Western blot analysis of TP73 expressed in 293T using TP73 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)