

— ABLYBIO, Help Your Research



RPL35 Rabbit pAb

货号: **AYP14427**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	WB: Homo sapiens
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	14kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,A-549
细胞定位	cytoplasm,cytosol,cytosolic ribosome,nucleolus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-120 of human RPL35 (NP_009140.1).
------	--

靶点信息

研究背景	Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L29P family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	11224
基因名	RPL35
Swiss	P42766 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42766/entry)
别名	L35,RPL35,RPL35 Rabbit pAb,60S ribosomal protein L35

产品验证



Western blot analysis of RPL35 expressed in HeLa, Jurkat, A-549 using RPL35 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)