

5-Methylcytosine (5mC) Rabbit pAb

货号: **AYP14732**

产品信息

反应	Species independent
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	IF: Sus scrofa
应用	DB
推荐浓度	DB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	5mC
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn