

PML/RARA Rabbit pAb

货号: **AYP14921**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	ChIP: unknow
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
实测分子量	51kDa/130kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,NIH/3T3,C6
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nuclear matrix,nuclear membrane,nucleolus,nucleoplasm,nucleus,PML body
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human PML/RARA
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	5371,5914
基因名	PML,RARA
Swiss	P29590,P10276

别名	PML/RARA
----	----------

产品验证



Western blot analysis of PML/RARA expressed in 293T,NIH/3T3,C6 using PML/RARA Rabbit pAb at 1:10 00. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn