

— ABLYBIO, Help Your Research



# Phospho-ALK-Y1096 Rabbit pAb

货号: **AYP15053**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	176kDa
实测分子量	168kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around Y1096 of human ALK (NP_004295.2).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a receptor tyrosine kinase, which belongs to the insulin receptor superfamily. This protein comprises an extracellular domain, an hydrophobic stretch corresponding to a single pass transmembrane region, and an intracellular kinase domain. It plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system. This gene has been found to be rearranged, mutated, or amplified in a series of tumours including anaplastic large cell lymphomas, neuroblastoma, and non-small cell lung cancer. The chromosomal rearrangements are the most common genetic alterations in this gene, which result in creation of multiple fusion genes in tumourigenesis, including ALK (chromosome 2)/EML4 (chromosome 2), ALK/RANBP2 (chromosome 2), ALK/ATIC (chromosome 2), ALK/TFG (chromosome 3), ALK/NPM1 (chromosome 5), ALK/SQSTM1 (chromosome 5), ALK/KIF5B (chromosome 10), ALK/CLTC (chromosome 17), ALK/TPM4 (chromosome 19), and ALK/MSN (chromosome X).
基因ID	238
基因名	ALK
Swiss	Q9UM73 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UM73/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UM73/entry</a> )
别名	ALK,CD246,NBLST3,Phospho-ALK-Y1096 Rabbit pAb,Anaplastic lymphoma kinase

## 产品验证



Western blot analysis of Phospho-ALK-Y1096 expressed in HL-60 using Phospho-ALK-Y1096 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)