

— ABLYBIO, Help Your Research



# Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb

货号: **AYP15103**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:100 <b>IF/ICC:</b> 1:100 - 1:200
理论分子量	36kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,Nucleus,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center,ruffle
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y24 of human CDK6
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the cyclin-dependent protein kinase (CDK) family. CDK family members are highly similar to the gene products of <i>Saccharomyces cerevisiae</i> cdc28, and <i>Schizosaccharomyces pombe</i> cdc2, and are known to be important regulators of cell cycle progression. This kinase is a catalytic subunit of the protein kinase complex that is important for cell cycle G1 phase progression and G1/S transition. The activity of this kinase first appears in mid-G1 phase, which is controlled by the regulatory subunits including D-type cyclins and members of INK4 family of CDK inhibitors. This kinase, as well as CDK4, has been shown to phosphorylate, and thus regulate the activity of, tumor suppressor protein Rb. Expression of this gene is up-regulated in some types of cancer. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
基因ID	1021
基因名	CDK6
Swiss	Q00534 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q00534/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q00534/entry</a> )
别名	CDK6,MCPH12,PLSTIRE,Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb,Cell division protein kinase 6,Serine/threonine-protein kinase PLSTIRE,CDKN6

## 产品验证



Western blot analysis of Phospho-CDK6-Y24 expressed in 293 using Phospho-CDK6-Y24 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)