

# FANCL Rabbit pAb

货号: **AYP15253**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:200 - 1:2000
理论分子量	42kDa/43kDa
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse thymus
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-255 of human FANCL (NP_060532.2).
序列	MAVTEASLLRQCPLLLPQNRSKTVYEGFISAQGRDFHLRIVLPEDLQLKNARLLCSWQLRTLISGYHRIVQQRMQHSPDLM SFMMELKMLLEVALKNRQELYALPPPQFYSSLIIEEIGTLGWDKLVYADTCFSTIKLKAEDASGREHLITLKLKAKYPAESPDY FVDFPVPFCASWTPQSSLSIYSQFLAAIESLKAFWDVMDIDEKTWVLEPEKPPRSATARRIALGNNVSINIEVDPRHPTML PECFFLG

## 靶点信息

研究背景	The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCI (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group L. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	55120
基因名	FANCL
Swiss	Q9NW38
别名	FANCL;FAAP43;PHF9;POG

## 产品验证



Western blot analysis of FANCL expressed in Mouse thymus using FANCL Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)