

— ABLYBIO, Help Your Research



# HOXA1 Rabbit pAb

货号: **AYP15259**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa/24kDa/36kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,HT-1080,HeLa,DU145
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-205 of human HOXA 1 (NP_005513.1).
------	---

## 靶点信息

研究背景	In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation. The encoded protein may be involved in the placement of hindbrain segments in the proper location along the anterior-posterior axis during development. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, with only one of the isoforms containing the homeodomain region.
基因ID	3198
基因名	HOXA1
Swiss	P49639 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P49639/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P49639/entry</a> )
别名	HOXA1,BSAS,HOX1,HOX1F,HOXA1 Rabbit pAb,Homeobox protein Hox-1F

## 产品验证



Western blot analysis of HOXA1 expressed in A-431, HT-1080, HeLa using HOXA1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)