

— ABLYBIO, Help Your Research



# UPF2 Rabbit pAb

货号: **AYP15274**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	66kDa/147kDa
实测分子量	180kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Jurkat,HepG2,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm,perinuclear region
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1153-1272 of human UP F2 (NP_542166.1).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. mRNA surveillance detects exported mRNAs with truncated open reading frames and initiates nonsense-mediated mRNA decay (NMD). When translation ends upstream from the last exon-exon junction, this triggers NMD to degrade mRNAs containing premature stop codons. This protein is located in the perinuclear area. It interacts with translation release factors and the proteins that are functional homologs of yeast Upf1p and Upf3p. Two splice variants have been found for this gene; both variants encode the same protein.
基因ID	26019
基因名	UPF2
Swiss	Q9HAU5 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HAU5/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HAU5/entry</a> )
别名	UPF2,HUPF2,RENT2,smg-3,UPF2 Rabbit pAb,Up-frameshift suppressor 2 homolog,KIAA1408

## 产品验证



Western blot analysis of UPF2 expressed in Mouse brain, HT-29, Jurkat using UPF2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)