

PIGP Rabbit pAb

货号: **AYP15407**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	12kDa/15kDa/18kDa
实测分子量	22kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-158 of human PIGP (NP_710148.1).
序列	MVENSPLPERAIYGFVLFLLSSQFGFILYLVWAFIPESWLNLSGLTYWPQKYWAVALPVYLLIAIVIGYVLLFGINMMSTSP LSIHTITDNYAKNQQKKYQEEAIPALRDISISEVNQMFFLAAKELYTKN

靶点信息

研究背景	This gene encodes an enzyme involved in the first step of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid found on many blood cells that serves to anchor proteins to the cell surface. The encoded protein is a component of the GPI-N-acetylglucosaminyltransferase complex that catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc to phosphatidylinositol (PI). This gene is located in the Down Syndrome critical region on chromosome 21 and is a candidate for the pathogenesis of Down syndrome. This gene has multiple pseudogenes and is a member of the phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis gene family. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
基因ID	51227
基因名	PIGP
Swiss	P57054
别名	PIGP;DCRC;DCRC-S;DSCR5;DSRC;PIG-P

产品验证



Western blot analysis of PIGP expressed in Mouse brain using PIGP Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn