

# ZNF433 Rabbit pAb

货号: **AYP15446**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	73kDa/77kDa
实测分子量	73kDa/77kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 564-673 of human ZNF433 (NP_001073880.1).
序列	CKQCGKAFGSASHLQMHRHTHTGEKPYECKQCGKSFGCASRLQMHRHTHTGEKPYKCKQCGKAFGCPSNLRRHGRTH TGEKPYKCNQCGKVFRCSSQLQVHGRAHCIDTP

## 靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	163059
基因名	ZNF433

Swiss	Q8N7K0
别名	ZNF433

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)