

PTN Rabbit pAb

货号: **AYP15509**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	18kDa
实测分子量	19kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,MCF7,NIH/3T3,Mouse liver
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100 to the C-terminus of human PTN (NP_002816.1).
序列	KYQFQAWGECDLNTALKTRTRTGLKRALHNAECQKTVTISKPCGKLTKPKQAESKSKKKEGKKQEKMLD

靶点信息

研究背景	
基因ID	5764
基因名	PTN
Swiss	P21246

别名	PTN;HARP;HB-GAM;HBBM;HBGF-8;HBGF8;HBNF;HBNF-1;NEGF1;OSF-1
----	---

产品验证



Western blot analysis of PTN expressed in Mouse liver,U-87MG,MCF7 using PTN Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn