

ARHGAP25 Rabbit pAb

货号: **AYP15524**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	51kDa/69kDa/72kDa/73kDa
实测分子量	73kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,A-549,Mouse lung,Rat spleen
细胞定位	phagocytic cup
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-370 of human ARHGA P25 (NP_001159748.1).
序列	MSLGQSACLFLSIARSRVMTGEQMAAFHPSSTPNPLERPIKMGWLKKQRSIVKNWQQRYPVLRAQQLYYKDEEDTKP QGCMYLPGCTIKEIATNPEEAGKFVFEIIPASWDQNRMGQDSYVLMASQAEMEEWVKFLRRVAGTPCGAVFGQRLDET VAYEQKFGPHLVPILVEKCAEFIEHGRNEEGIFRLPGQDNLVKQLRDAFDAGERPSFDRDRTDVHTVASLLKLYLRDLPEPV VPWSQYEGFLLCGQLTNADEAKAQELMKQLSILPRDNYSLLSYICRFLHEIQLNCAVNKMSVDNLATVIGVNLIRSKVEDP AVIMRGTPQIQRVMTMMIRDHEVLFPKSKDIPLSPPAQKNDPKKAPVA

靶点信息

研究背景	
基因ID	9938

基因名	ARHGAP25
Swiss	P42331
别名	ARHGAP25;HEL-S-308;KAIA0053

产品验证



Western blot analysis of ARHGAP25 expressed in Mouse lung,Rat spleen,Jurkat using ARHGAP25 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30 ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time : 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn