

— ABLYBIO, Help Your Research



# DDX50 Rabbit pAb

货号: **AYP15911**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:200 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	82kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,Jurkat,HepG2
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-135 of human DDX50 (NP_076950.1).
------	---

## 靶点信息

研究背景	DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this DEAD box protein family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box enzyme that may be involved in ribosomal RNA synthesis or processing. This gene and DDX21, also called RH-II/GuA, have similar genomic structures and are in tandem orientation on chromosome 10, suggesting that the two genes arose by gene duplication in evolution. This gene has pseudogenes on chromosomes 2, 3 and 4. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants, but the full length nature of all the other variants but one has not been defined.
基因ID	79009
基因名	DDX50
Swiss	Q9BQ39 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BQ39/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BQ39/entry</a> )
别名	DDX50, GU2, GUB, RH-II/GuB, mcdrh, DDX50 Rabbit pAb, DEAD box protein 50, Gu-beta, Nucleolar protein Gu2

## 产品验证



Western blot analysis of DDX50 expressed in A-431, Jurkat, HepG2 using DDX50 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)