

— ABLYBIO, Help Your Research



# ANAPC7 Rabbit pAb

货号: **AYP15947**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000
理论分子量	
实测分子量	67KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	cytoplasm,cytosol,microtubule cytoskeleton,nucleoplasm,nucleus,spindle
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human ANAPC7 (NP_0573 22.2).
------	---

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a tetratricopeptide repeat containing component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a large E3 ubiquitin ligase that controls cell cycle progression by targeting a number of cell cycle regulators such as B-type cyclins for 26S proteasome-mediated degradation through ubiquitination. The encoded protein is required for proper protein ubiquitination function of APC/C and for the interaction of APC/C with certain transcription coactivators. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2008]
基因ID	51434
基因名	ANAPC7
Swiss	Q9UJX3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UJX3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UJX3/entry</a> )
别名	APC7,ANAPC7,ANAPC7 Rabbit pAb,Cyclosome subunit 7

## 产品验证



Western blot analysis of ANAPC7 expressed in HepG2 using ANAPC7 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)