

— ABLYBIO, Help Your Research



ZP3 Rabbit pAb

货号: **AYP16025**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	41kDa/47kDa
实测分子量	47kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SKOV3
细胞定位	Cell membrane,Secreted,Single-pass type I membrane protein,extracellular matrix,extracellular space
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-390 of human ZP3 (NP_001103824.1).
------	--

靶点信息

研究背景	The zona pellucida is an extracellular matrix that surrounds the oocyte and early embryo. It is composed primarily of three or four glycoproteins with various functions during fertilization and preimplantation development. The protein encoded by this gene is a structural component of the zona pellucida and functions in primary binding and induction of the sperm acrosome reaction. The nascent protein contains a N-terminal signal peptide sequence, a conserved ZP domain, a C-terminal consensus furin cleavage site, and a transmembrane domain. It is hypothesized that furin cleavage results in release of the mature protein from the plasma membrane for subsequent incorporation into the zona pellucida matrix. However, the requirement for furin cleavage in this process remains controversial based on mouse studies. A variation in the last exon of this gene has previously served as the basis for an additional ZP3 locus; however, sequence and literature review reveals that there is only one full-length ZP3 locus in the human genome. Another locus encoding a bipartite transcript designated POMZP3 contains a duplication of the last four exons of ZP3, including the above described variation, and maps closely to this gene.
基因ID	7784
基因名	ZP3
Swiss	P21754 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P21754/entry)
别名	ZP3,ZP3A,ZP3B,ZPC,Zp-3,ZP3 Rabbit pAb,Sperm receptor,ZP3A/ZP3B,Zona pellucida glycoprotein 3,Zona pellucida protein C

产品验证



Western blot analysis of ZP3 expressed in SKOV3 using ZP3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)