

CST7 Rabbit pAb

货号: **AYP16071**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	16kDa
实测分子量	16kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,MCF7
细胞定位	Cytoplasm,Secreted
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-145 of human CST7 (NP_003641.3).
序列	GPSPTCSQDLNSRVKPGFPKTIKTNDPGVLQAARYSVEKFNNCTNDMFLFKESRITRALVQIVKGLKYMLEVEIGRTTCKK NQHLRLDDCDFQTNHTLKQTLSCYSEVVVVPWLQHFVLPVLRCH

靶点信息

研究背景	The cystatin superfamily encompasses proteins that contain multiple cystatin-like sequences. Some of the members are active cysteine protease inhibitors, while others have lost or perhaps never acquired this inhibitory activity. There are three inhibitory families in the superfamily, including the type 1 cystatins (stefins), type 2 cystatins and the kininogens. The type 2 cystatin proteins are a class of cysteine proteinase inhibitors found in a variety of human fluids and secretions. This gene encodes a glycosylated cysteine protease inhibitor with a putative role in immune regulation through inhibition of a unique target in the hematopoietic system. Expression of the protein has been observed in various human cancer cell lines established from malignant tumors.
基因ID	8530
基因名	CST7
Swiss	O76096
别名	CST7;CMAP

产品验证



Western blot analysis of CST7 expressed in Raji, MCF7 using CST7 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn