

— ABLYBIO, Help Your Research



VRK3 Rabbit pAb

货号: **AYP16156**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	53KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	nucleolus,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 266-412 of human VRK3 (NP_001295349).
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	51231
基因名	VRK3
Swiss	Q8IV63 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IV63/entry)
别名	VRK3 Rabbit pAb,VRK3,Vaccinia-related kinase 3

产品验证



Western blot analysis of VRK3 expressed in HepG2 using VRK3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)