

— ABLYBIO, Help Your Research



AVPR2 Rabbit pAb

货号: **AYP16178**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	33kDa/40kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,COS-1
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 232-371 of human AVPR 2 (NP_000045.1).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the vasopressin receptor, type 2, also known as the V2 receptor, which belongs to the seven-transmembrane-domain G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, and couples to Gs thus stimulating adenylate cyclase. The subfamily that includes the V2 receptor, the V1a and V1b vasopressin receptors, the oxytocin receptor, and isotocin and mesotocin receptors in non-mammals, is well conserved, though several members signal via other G proteins. All bind similar cyclic nonapeptide hormones. The V2 receptor is expressed in the kidney tubule, predominantly in the distal convoluted tubule and collecting ducts, where its primary property is to respond to the pituitary hormone arginine vasopressin (AVP) by stimulating mechanisms that concentrate the urine and maintain water homeostasis in the organism. When the function of this gene is lost, the disease Nephrogenic Diabetes Insipidus (NDI) results. The V2 receptor is also expressed outside the kidney although its tissue localization is uncertain. When these 'extrarenal receptors' are stimulated by infusion of a V2 selective agonist (dDAVP), a variety of clotting factors are released into the bloodstream. The physiologic importance of this property is not known - its absence does not appear to be detrimental in NDI patients. The gene expression has also been described in fetal lung tissue and lung cancer associated with alternative splicing.
基因ID	554
基因名	AVPR2
Swiss	P30518 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30518/entry)
别名	AVPR2,ADHR,DI1,DIR,DIR3,NDI,V2R,AVPR2 Rabbit pAb,AVPR V2,Antidiuretic hormone receptor,Renal-type arginine vasopressin receptor

产品验证



Western blot analysis of AVPR2 expressed in 293T, COS-1 using AVPR2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)