

— ABLYBIO, Help Your Research



COPS2 Rabbit pAb

货号: **AYP16504**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	51kDa/52kDa
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,HeLa,A-431,Jurkat,NIH/3T3,Mouse brain,Mouse skeletal muscle
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-310 of human COPS2 (NP_004227.1).
------	---

靶点信息

研究背景	Essential component of the COP9 signalosome complex (CSN, a complex involved in various cellular and developmental processes. The CSN complex is an essential regulator of the ubiquitin (Ubl) conjugation pathway by mediating the deneddylation of the cullin subunits of SCF-type E3 ligase complexes, leading to decrease the Ubl ligase activity of SCF-type complexes such as SCF, CSA or DDB2. The complex is also involved in phosphorylation of p53/TP53, c-jun/JUN, I κ B α /NF κ B, ITPK1 and IRF8/ICSBP, possibly via its association with CK2 and PKD kinases. CSN-dependent phosphorylation of TP53 and JUN promotes and protects degradation by the Ubl system, respectively. Involved in early stage of neuronal differentiation via its interaction with NIF3L1.
基因ID	9318
基因名	COPS2
Swiss	P61201 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P61201/entry)
别名	COPS2,ALIEN,CSN2,SGN2,TRIP15,COPS2 Rabbit pAb, Alien homolog, JAB1-containing signalosome subunit 2, Thyroid receptor-interacting protein 15

产品验证



Western blot analysis of COPS2 expressed in Mouse brain, MCF7, HeLa using COPS2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)