

— ABLYBIO, Help Your Research



NELFE Rabbit pAb

货号: **AYP16517**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	40kDa/43kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,SW620
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human NELFE (NP_002895.3).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is part of a complex termed negative elongation factor (NELF) which represses RNA polymerase II transcript elongation. This protein bears similarity to nuclear RNA-binding proteins; however, it has not been demonstrated that this protein binds RNA. The protein contains a tract of alternating basic and acidic residues, largely arginine (R) and aspartic acid (D). The gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6.
基因ID	7936
基因名	NELFE
Swiss	P18615 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P18615/entry)
别名	NELFE,D6S45,NELF-E,RD,RDBP,RDP,NELFE Rabbit pAb,RNA-binding protein RD

产品验证



Western blot analysis of NELFE expressed in 293T, HepG2, SW620 using NELFE Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)