

SRSF4 Rabbit pAb

货号: **AYP16531**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF/ICC
推荐浓度	IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	56kDa
实测分子量	57KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat uterus,Rat thymus
细胞定位	Nucleus speckle
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human SRSF4 (NP_005617.2).
序列	MPRVYIGRLSYQARERDVERFFKGYGKILEVDLKNYGFVEFDLDRDADDAVYELNGKDLGGERVIVEHARGPRRDGSYG SGRSGYGYRRSGRDKYGPPTREYRLIVENLSSRCSWQDLKDYMRQAGEVTYADAHKGRKNEGVIEFVSYSMDMKRALEK LDGTEVNGRKIRLVEDKPGSR

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the arginine/serine-rich splicing factor family. The encoded protein likely functions in mRNA processing.
基因ID	6429

基因名	SRSF4
Swiss	Q08170
别名	SRSF4;SFRS4;SRP75

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn