

— ABLYBIO, Help Your Research



PRKAB2 Rabbit pAb

货号: **AYP16538**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	21kDa/30kDa
实测分子量	33KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse brain,Mouse heart
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-75 of human PRKAB2 (NP_005390.1).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a regulatory subunit of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated, and thus phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and beta-hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating de novo biosynthesis of fatty acid and cholesterol. This subunit may be a positive regulator of AMPK activity. It is highly expressed in skeletal muscle and thus may have tissue-specific roles. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
基因ID	5565
基因名	PRKAB2
Swiss	O43741 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43741/entry)
别名	PRKAB2,PRKAB2 Rabbit pAb

产品验证



Western blot analysis of PRKAB2 expressed in Jurkat, Mouse brain, Mouse heart using PRKAB2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)