

# PSMA5 Rabbit pAb

货号: **AYP16938**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	20kDa/26kDa
实测分子量	27KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,Jurkat,U-251MG,Mouse liver,Mouse brain,Mouse spleen,Rat brain,Rat spleen
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-241 of human PSMA5 (NP_002781.2).
序列	MFLTRSEYDRGVNTFSPEGRLFQVEYAIEAIAIKLGSTAIGIQTSEGVCLAVEKRITSPLMEPSSIEKIVEIDAHIGCAMSGLIADA KTLIDKARVETQNHWFYNETMTVESVTQAVSNLALQFGEEDADPGAMSRPFGVALLFGGVDEKGPQLFHMDPSGTFV QCDARAIGSASEGAQSSLQEVYHKSMTLKEAIAIKSSLIILKQVMEEKLNATNIELATVQPGQNFHMFTKEELEEVIKDI

## 靶点信息

研究背景	The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the peptidase T1A family, that is a 20S core alpha subunit. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been found for this gene.
基因ID	5686
基因名	PSMA5
Swiss	P28066
别名	PSMA5;PSC5;ZETA

## 产品验证



Western blot analysis of PSMA5 expressed in Mouse liver,Rat brain,HeLa using PSMA5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)