

— ABLYBIO, Help Your Research



PSMC6 Rabbit pAb

货号: **AYP17065**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	44kDa
实测分子量	45kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,293T,SH-SY5Y,Mouse liver,Mouse kidney,Mouse brain,Mouse heart,Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-150 of human PSMC 6 (NP_002797.3).
------	---

靶点信息

研究背景	The 26S proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered structure composed of 2 complexes, a 20S core and a 19S regulator. The 20S core is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. The 19S regulator is composed of a base, which contains 6 ATPase subunits and 2 non-ATPase subunits, and a lid, which contains up to 10 non-ATPase subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes one of the ATPase subunits, a member of the triple-A family of ATPases which have a chaperone-like activity. Pseudogenes have been identified on chromosomes 8 and 12.
基因ID	5706
基因名	PSMC6
Swiss	P62333 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P62333/entry)
别名	PSMC6,CADP44,HEL-S-73,P44,SUG2,p42,ATPase 6,PSMC6 Rabbit pAb,26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT4,Proteasome 26S subunit ATPase 6,Proteasome subunit p42

产品验证



Western blot analysis of PSMC6 expressed in Mouse liver, NCI-H460, 293T using PSMC6 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)