

— ABLYBIO, Help Your Research



PDF Rabbit pAb

货号: **AYP17186**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	27kDa
实测分子量	20kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,SW620,A-549,HepG2,K-562,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Mitochondrion
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-243 of human PDF (NP_071736.1).
------	--

靶点信息

研究背景	Protein synthesis proceeds after formylation of methionine by methionyl-tRNA formyl transferase (FMT) and transfer of the charged initiator f-met tRNA to the ribosome. In eubacteria and eukaryotic organelles the product of this gene, peptide deformylase (PDF), removes the formyl group from the initiating methionine of nascent peptides. In eubacteria, deformylation of nascent peptides is required for subsequent cleavage of initiating methionines by methionine aminopeptidase. The discovery that a natural inhibitor of PDF, actinonin, acts as an antimicrobial agent in some bacteria has spurred intensive research into the design of bacterial-specific PDF inhibitors. In human cells, only mitochondrial proteins have N-formylation of initiating methionines. Protein inhibitors of PDF or siRNAs of PDF block the growth of cancer cell lines but have no effect on normal cell growth. In humans, PDF function may therefore be restricted to rapidly growing cells.
基因ID	64146
基因名	PDF
Swiss	Q9HBM1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HBM1/entry)
别名	PDF,PDF Rabbit pAb,Polypeptide deformylase,PDF1A

产品验证



Western blot analysis of PDF expressed in Mouse heart,Rat heart,MCF7 using PDF Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)