

— ABLYBIO, Help Your Research



GALNT4 Rabbit pAb

货号: **AYP17216**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	45kDa/66kDa
实测分子量	67KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Rat brain
细胞定位	Golgi apparatus membrane,Single-pass type II membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-133 of human GALNT4 (NP_003765.2).
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes. GalNAc-Ts initiate mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus by catalyzing the transfer of GalNAc to serine and threonine residues on target proteins. They are characterized by an N-terminal transmembrane domain, a stem region, a luminal catalytic domain containing a GT1 motif and Gal/GalNAc transferase motif, and a C-terminal ricin/lectin-like domain. GalNAc-Ts have different, but overlapping, substrate specificities and patterns of expression. In vitro, the encoded protein can complement other GalNAc-Ts in the complete O-glycosylation of the mucin-1 tandem repeat and can O-glycosylate the P-selectin glycoprotein ligand-1 molecule. The coding region of this gene is contained within a single exon. Fusion transcripts, which combine part of this gene with the 5' exons of the neighboring POC1B (POC1 centriolar protein homolog B) gene, also exist.
基因ID	8693
基因名	GALNT4
Swiss	Q8N4A0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N4A0/entry)
别名	GALNT4,GALNAC-T4,GALNACT4,GALNT4 Rabbit pAb,Polypeptide GalNAc transferase 4,Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 4,UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 4

产品验证



Western blot analysis of GALNT4 expressed in HeLa,Rat brain using GALNT4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)