

— ABLYBIO, Help Your Research



COX6A1 Rabbit pAb

货号: **AYP17277**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000 IHC: 1:20 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	12kDa
实测分子量	12kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,MCF7,Mouse kidney,Mouse heart,Mouse liver,Rat liver,Rat brain
细胞定位	Mitochondrion inner membrane
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-109 of human COX6 A1 (NP_004364.2).
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

靶点信息

研究背景	Cytochrome c oxidase (COX), the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. It is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in the electron transfer and the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes polypeptide 1 (liver isoform) of subunit VIa, and polypeptide 1 is found in all non-muscle tissues. Polypeptide 2 (heart/muscle isoform) of subunit VIa is encoded by a different gene, and is present only in striated muscles. These two polypeptides share 66% amino acid sequence identity. It has been reported that there may be several pseudogenes on chromosomes 1, 6, 7q21, 7q31-32 and 12. However, only one pseudogene (COX6A1P) on chromosome 1p31.1 has been documented.
基因ID	1337
基因名	COX6A1
Swiss	P12074 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P12074/entry)
别名	COX6A1,CMTRID,COX6A,COX6AL,COX6A1 Rabbit pAb,Cytochrome c oxidase polypeptide VIa-liver,Cytochrome c oxidase subunit VIA-liver

产品验证



Western blot analysis of COX6A1 expressed in Mouse kidney, Rat liver, A-549 using COX6A1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)