

Cytokeratin 4 (KRT4) Rabbit pAb

货号: AYP17475

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	55kD
形式	
保存条件	
偶联物	Unconjugated
阳性对照	human cervical cancer tissue,mouse liver,rat stomach
细胞定位	
纯化	


抗原信息

抗原信息	
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	3851
基因名	
Swiss	
别名	KRT4;CK-4;CK4;CYK4;K4;WSN1;keratin 4

产品验证



Western blot analysis of Cytokeratin 4 (KRT4) expressed in human cervical cancer tissue, mouse liver, rat stomach using Cytokeratin 4 (KRT4) Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn