

OsTPP1 Rabbit pAb

货号: AYP17526

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	41kDa
实测分子量	51kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Spikes
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsTPP1.
------	---

靶点信息

研究背景	Removes the phosphate from trehalose 6-phosphate to produce free trehalose. Trehalose accumulation in plant improves abiotic stress tolerance.
基因ID	4330221
基因名	TPP1
Swiss	Q75WV3
别名	OsTPP1

产品验证



Western blot analysis of OsTPP1 expressed in Spikes using OsTPP1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn