

OsTPP1 Rabbit pAb

货号: **AYP17526**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	41kDa
实测分子量	51kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Spikes
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsTPP1.
序列	

靶点信息

研究背景	Removes the phosphate from trehalose 6-phosphate to produce free trehalose. Trehalose accumulation in plant improves abiotic stress tolerance.
基因ID	4330221
基因名	
Swiss	Q75WV3

别名	OstTPP1
----	---------

产品验证



Western blot analysis of OstTPP1 expressed in Spikes using OstTPP1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn