

# SAA4 Rabbit pAb

货号: **AYP17630**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa
实测分子量	14kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,Mouse spleen,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50 to the C-terminus of human SAA4 (NP_006503.2).
序列	SNRYLYARGNYDAAQRGPGGVWAAKLISRVRVYLQLIDCYLFGNSSTVLEDSKSNEKAEWGRSGKDPDRFRPDGLPK KY

## 靶点信息

研究背景	Major acute phase reactant.
基因ID	6291
基因名	SAA4

Swiss	P35542
别名	SAA4;C-SAA;CSAA

## 产品验证



Western blot analysis of SAA4 expressed in Mouse spleen,Rat heart,293T using SAA4 Rabbit pAb at 1:10 00. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)